


minicap sebia
flex piercing



Compacto y
polivalente



©2020 **sebia**  Non-contractual illustration - 03/2018 - Ref.: MFPB1ES
Sebia se reserva el derecho de cambiar esta información en cualquier momento sin previo aviso.
Shutterstock: ©Borislav Borisov

Benelux - Tel.: +32 2 702 64 64 (BE) - Tel.: +31 20 610 8099 (NL) - E-mail: sebia.benelux@sebia.com"
Brasil - Tel.: +55 11 3849 0148 - E-mail: sebia@sebia.com.br
China - Tel.: +86 (21) 6360 1436 - Fax: +86 (21) 6361 2011 - E-mail: china@sebia.com
Dubai - Tel.: +971 (0)4 878 6977
Germany - Tel.: +49 (0) 661 33081 - Fax: +49 (0) 661 31881 - E-mail: sebia@sebia.de
India - Tel.: +91 124 4262100 - E-mail: sebiaindia@sebia.com
Italy - Tel.: +39 055 24851 - Fax: +39 055 0982083 - E-mail: info@sebia.it
Portugal - Tel.: +351 211 224 653 - Fax: +351 211 305 079
UK - Tel.: +44 (01276) 600636 - Fax: +44 (01276) 38827 - E-mail: sales@sebia.co.uk
Spain - Tel.: +34 93 208 15 52 - Fax: +34 93 458 55 86 - E-mail: sebia@sebia.es
Swiss - Tel.: +41 44 787 88 10 - Fax: +41 44 787 88 19 - E-mail: contact.ch@sebia.com
U.S.A. - Tel.: +1 (770) 446-3707 - Fax: +1 (770) 446-8511 - E-mail: info@sebia-usa.com

sebia

RCS Evry 672 041 902
Parc technologique Léonard de Vinci
27 rue Léonard de Vinci
CP 8010 Lisses - 91008 Evry cedex
France
Tel. : +33 1 69 89 80 80
E-mail : sebia@sebia.com
www.sebia.com

sebia

minicap sebía

flex piercing



MINICAP Flex Piercing

• Instrumento multi-plataforma, Gran menú de pruebas

- Electroforesis de Proteínas en Suero y Orina (SPE y UPE), Inmunotipificación en Suero y Orina, Hb A1c (en sangre venosa), electroforesis de Hemoglobinas (en sangre total de adulto), CDT/CDT_{IFCC}

• Desempeño analítico

- Basado en la sólida experiencia de más de 10,000 sistemas de electroforesis capilar en todo el mundo

• Automatización completa

- Capacidad de homogeneización de muestras y perforación de tapones en las técnicas de Hb A1c y Hemoglobina. Superioridad analítica y mayor precisión en los resultados.

Maximiza la productividad y mejora la seguridad del operador.

- **Identificación positiva de la muestra:** trazabilidad completa desde el tubo primario hasta el resultado final

• Cadencia

- 20 muestras/h (SPE y UPE)
- 8 muestras/h (HbA1c y Hemoglobina)
- 10 muestras/h (CDT y CDT_{IFCC})

• Especificaciones

- Instrumento compacto
- Carga continua de muestras




• Funciones principales de la base de datos SQL

- Conectando a todos los instrumentos de Sebía
- en el laboratorio
- entre ubicaciones fuera del laboratorio
- Validación remota de los resultados
- Almacenamiento de datos ilimitado
- Acceso web


• Programa de interpretación y validación de resultados

- Interfaz intuitiva y fácil de usar
- Función de búsqueda multicriterio
- Recuperación automática de la historia del paciente
- Clasificación automática de resultados



Avances tecnológicos

Homogeneización de la muestra



Perforación del tapón

