

e32



Características principales

- » Trabaja directamente a partir del tubo de hemograma (EDTA)
- » Sin consumibles
- » Método de Westergren (método de referencia)
- » Curva de sedimentación disponible
- » 32 resultados en sólo 25 minutos





Eritrosedimentación Automática


SIMPLE Y RÁPIDO



CONFIABLE

- Método de análisis: AI machine learning
- Principio de medida: fotometría de infrarrojo
- Control de Calidad
- Libre de mantenimiento
- Ecológico: sin desechos

CONECTIVIDAD



Wiener Laboratorios S.A.I.C
Riobamba 2944, S2003GSD Rosario, Argentina
Tel.: 341 4329191/6
marketing@wiener-lab.com
www.wiener-lab.com

f Wiener lab.
@Wiener_lab

