

Ahora con
nuevos
parámetros
RDW-SD
P-LCR

MYTHIC™ 18

Analizador de hematología de 20 parámetros
totalmente automatizado



Especificaciones técnicas

Rendimiento	60 muestras por hora
Volumen de muestra	< 10 µl
Tecnología	• Impedancia (WBC, RBC, PLT) • Espectrofotometría (HGB)
20 parámetros	WBC, LYM% y #, MON% y #, GRA% y #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW, RDW-SD, P-LCR
Curvas	RBC curva, WBC curva, PLT curva
Dimensiones	250 x 340 x 350 mm (altura x ancho x profundidad)
Peso	9 kg
Potencia	• 90 a 250 V • 50 a 60 Hz • Menos que 50 VA
Impresora externa	• Impresora matricial de puntos • Impresora térmica • Impresora de inyección de tinta y Láser B/N
Interfaz de usuario	• Pantalla táctil a color TFT • Teclado numérico incorporado
Salida	• RS232 • Ethernet (UDP/IP, TCP/IP protocol) • 2 USB puerto • Puerto Centronics • Puerto para escáner de código de barras

Especificaciones de software

Multi-idioma	Búlgaro, portugués de Brasil, chino, holandés, inglés, francés, italiano, magyar, polaco, portugués, rumano, ruso, serbio, español, letón
Calibración	Automática o manual
Control de calidad	• 6 lotes: 100 ejecuciones / lote • Tabla y gráficos de Levey Jennings
Archivos	• Memoria interna: 1500 pacientes • Almacenamiento masivo (USB): hasta 60 000 pacientes
Trazabilidad	• Identificación del paciente: Nombre, ID del paciente, ID de la muestra • Registro diario • Monitorización de reactivos: número de lote, fecha de caducidad, volumen • Registro de Servicio
Alertas	• Alertas patológicas • Límites de laboratorio • Alertas de reactivos • Alertas de instrumentos
Opciones	• Escáner de código de barras externo • Versión del paquete de reactivos
Reactivos	- HM 18-007-1 • Mythic™ 18-22 Enzymatic Cleaning Solution 1 L - HM 18-008-05 • Mythic™ 18 Cyanide free Lytic Solution 0,5 L - HM 18-008-1 • Mythic™ 18 Cyanide free Lytic Solution 1 L - HM 18-009-10 • Mythic™ 18 Diluent 10 L - HM 18-009-20 • Mythic™ 18 Diluent 20 L - HM 18-010 • M-Pack for Mythic™ 18
Calibrador	Myt-Cal: calibrador para Mythic™ 18
Controles	Myt-3D de tres niveles o Myt-3D normal: de controles de calidad de Mythic 18



Analizador de hematología de 20 parámetros totalmente automatizado

i Orphée se reserva el derecho a modificaciones técnicas y de software.
En caso de en la elección de impresora, póngase en contacto con su representante local de Orphée.