



Mythic™ 70

NUEVO

Analizador hematológico 5 DIFF multi-patentado.
Resultados en los que Ud. puede confiar.



**CORMAY
DIAGNOSTICS**

La línea para una mejor salud

Mythic™ 70

Resultados confiables. Excelente Performance.

- ▲ 29 parámetros
- ▲ 70 muestras por hora
- ▲ Enjuagado automático
- ▲ Carga continua
- ▲ Agrupamiento dinámico
- ▲ Poco volumen de muestra

Especificaciones Técnicas

Parámetros

- Sangre completa (1.21)
WBC, LYM%, MON%, NEU%, EOS%,
BAS %, LYM#, MON#, NEU#, EOS#,
BAS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH,
MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV
- RUO (8)
ALY%, ALY#, LIC%, LIC#, p_LCC (New),
P_LCR, PCT, PDW

Reactivos

- Diluyente
- Detergente
- Onlyone Lisante

Volúmen de muestra

17.5 µL + modo pre-dilución

Resultados[sample/h]

CBC + DIFF 70

Autoloader

- 10 racks - 5 muestras (50 muestras)
- Carga continua
- Opción de muestreo automático

Sangre Control

MYT - 5D

Calibrador

MYT - CAL

Mantenimiento

Flush cleaner

Modos

Manual y Autoloader

Recuentos máximos de Background

- WBC 0'.2 (70³, µL)
- RBC 00'.2 (70⁶, µL)
- HGB 01 (g/dl)
- PLT 10 (70³, µL)

Carryover

- WBC, RBC, HGB < 1%
- PLT < 1.2%

Precisión

- WBC < 25%
- RBC < 1.2%
- HGB < 15%
- PLT < 5%

Printout

Impresora externa

Almacenamiento

- Hasta 35 000 resultados con alarmas y curvas de distribución
- 500 eventos del sistema o errores
- 60 entradas de reactivos

Ambiente de Operación

- Temp. de trabajo 18 - 31.2°C
- Humedad relativa max. 80% ot 31°C
- Altitud: hasta 3000 m

Accesorios

Lector de código de barras y teclado

Dimensión[mm]

Ancho: 430, L: 50 Alto: 540 mm

Peso[kg]

< 31

Pantalla

- LCD (8")
- Touch screen (800x600)

HEM_10_2022



Warsaw Headquater, 303 Pulawska Street, 02-785 Warsaw, POLAND

office@cormay.com

+48 (22) 751 79 10

Contacte a nuestro equipo de ventas:



INSTRUMENTAL BIOQUIMICO S.A

Venezuela 3755 - Villa Martelli - B1603BTM
Pcia. de Buenos Aires - Tel./Fax: (54-11) 4709-7700
www.instrumental-b.com.ar
IVA: Responsable Inscripto